

HERBRUIKBARE MASKERS: TIPS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

Waarschuwingen en beperkingen

Zorg er altijd voor dat het complete product:

- geschikt is voor de toepassing;
 - correct wordt gedragen;
 - wordt gedragen tijdens alle periodes van blootstelling;
 - vervangen wordt indien nodig.
-
- Gebruik dit product niet in natte of ondergedompelde omstandigheden of in een zuurstofloze omgeving.
 - Gebruik het niet onderling, het masker is niet uitwisselbaar met anderen.
 - Bewaar het op een veilige plaats, dit product is geen speelgoed voor baby's.
 - Bewaar dit product in een droge, schone, geventileerde omgeving om kreuken/plooien te voorkomen en de neusklem niet te beschadigen.
 - Volg de toepasselijke wetten en voorschriften voor afvalclassificatie en gooi beschadigde of verlopen maskers op een correcte manier weg.
 - Vermijd hard trekken en wrijven om schade aan het product of filter en filterwerking te voorkomen.
 - Controleer voor het eerste gebruik altijd of het product binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn is ('use by date' op de verpakking).

Gebruiksaanwijzingen

Zorg er voor het dragen voor dat de handen schoon zijn. Alle componenten moeten vóór elk gebruik worden geïnspecteerd op schade.

Was uw handen voordat u een masker draagt en rek het uit.

Bedek uw neus en mond en bevestig aan beide oren.

Druk de neusklem aan de bovenkant van het masker strak aan op uw neus om goed te laten passen. Verplaats de gesp aan de orlussen om de lengte van de lussen aan te passen voor comfort. Hou tijdens het verwijderen één oorlus vast.

Was uw handen na verwijdering.



①



②



③



④

Reinigingsmethode

Om ervoor te zorgen dat het masker lang beschikbaar blijft, moet het worden gewassen en gedesinfecteerd. De volgende voorgestelde methoden zijn effectief en nuttig in gebruik.

1. 75% Alcohol desinfectie-methode: het buitenoppervlak van het masker kan worden bespoten met 75% medische alcohol om het virus te verwijderen. 2 minuten later kan het masker gewassen worden met de hand, net als het wassen van een zakdoek. Opgelet : het masker niet kan worden gewassen met een wasmachine of andere mechanische apparatuur, om schade te voorkomen. Na droging behoudt het masker nog steeds een goede stabiliteit van de filtratie-efficiëntie en kan het opnieuw worden gebruikt.
2. Desinfectie-methode met heet water: het masker kan worden gedrenkt in heet water (60-80° C) gedurende 5 minuten om het virus en kleine vuiligheden te verwijderen. Na het drogen blijft het filterrendement nog steeds hoog en kan het masker opnieuw worden gebruikt.
3. Pasteurisatie desinfectie-methode: Het masker kan gedurende 10 minuten ondergedompeld worden in een desinfecterende oplossing (verdund 1: 250). Later kan het met zuiver water gewassen worden tot het geurloos is, en na droging weer gebruikt worden (zonder desinfectie-residu).

Samgevat blijft het filterrendement van het micro-poreuze filtermembraan zelfs na continue desinfectie nog steeds van hoge kwaliteit. Het is belangrijk is dat schone en comfortabele maskers uw veiligheid continu kunnen beschermen.

Onderhoudsadvies

Verstuif het masker aan beide kanten met 75% medische alcohol en laat drogen.

-  Voor uw gezondheid raden we aan het masker niet meer dan 20 keer opnieuw te gebruiken.